

SPAZIATORI PER CUVETTE IN VETRO CHRONO-LOG

Cod.28365

IMPIEGO PREVISTO

Spaziatori in gomma, autoadesivi, per cuvette in vetro siliconato Chrono-Log (Cod.283121) per aggregazione piastrinica su PRP.

L'uso dello spaziatore sul fondo della cuvetta consente di utilizzare metà volume di campione.

CARATTERISTICHE

Altezza: 4 mm
Diametro: 5 mm
Materiale: gomma
Presentazione: Flaconcino contenente 100 pezzi

CONSERVAZIONE.

Conservare a temperatura ambiente

CONFEZIONE

28365: spaziatori per cuvette in vetro siliconato, confezione da 100 pezzi

CND: Z1399

