

MAGNETINI PER CUVETTE IN PLASTICA CHRONO-LOG

MICROMAGNETINI MONOUSO PER CUVETTE IN PLASTICA CHRONO-LOG Cod: 28370

IMPIEGO PREVISTO

Micromagnetini siliconati monouso per l'agitazione del campione di sangue intero (per cuvette di plastica Chrono-Log cod.283671)

CARATTERISTICHE

Lunghezza 7 mm
Materiale: metallo siliconato
Presentazione: Flaconcino contenente 144 micromagnetini

CONSERVAZIONE.

Conservare a temperatura ambiente

CONFEZIONE

28370 micromagnetini siliconati monouso per sangue intero 144 pezzi

MICROMAGNETINI TEFLONATI PER CUVETTE IN PLASTICA CHRONO-LOG Cod. 283681

IMPIEGO PREVISTO

Micromagnetini teflonati multiuso per l'agitazione del campione di plasma (per cuvette di vetro siliconato Chrono-Log cod.283671)

CARATTERISTICHE

Lunghezza 7 mm
Materiale: metallo teflonato
Presentazione: in confezione singola

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente

CONFEZIONE

283131 micromagnetino multiuso teflonato per sangue intero in confezione singola

CND: Z1399

